

ИШОУКАН(прибор для нормализации давления)

Красноярск, Россия

Инструкция применения прибора Ишоукан Тяньши дает результаты:

1. при гипертонии и нестабильном давлении;
 2. головные боли и головокружение пройдут уже через 5 минут. Применяется для стимулирования мозговой деятельности учащихся;
 3. при облысении средней степени и ранней седине, останавливает процесс выпадения волос за 5 дней, при длительном применении седые волосы темнеют, становятся блестящими, послушными. 4. Защищает, укрепляет волосы и делает их еще более красивыми;
 5. снимает головную боль, устраняет ощущение «распирания» в голове, вызванные электронным излучением и электромагнитным загрязнением окружающей среды;
 6. обычно применяется: для регулирования кровяного давления, профилактики сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, улучшения мозговой деятельности;
- восстановление биотоков мозга после использования мобильного телефона и компьютера.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%

Цена: **16 700 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Юрчук Елена Павловна

242-31-70

ул.Диктатуры Пролетариата